


DATAMARS



ANIMAL ID



DATAMARS

Sistema de recuperación de mascotas

Son cada vez más los gobiernos alrededor del mundo los que están adoptando leyes para hacer la identificación electrónica de animales de compañía obligatoria.

Este proceso se realiza mediante la implantación de un diminuto transpondedor RFID que tiene un código único debajo de la piel de los animales, el cual es fácilmente escaneado por un lector RFID. Sin embargo, este código único no sirve de nada si no es registrado en una base de datos.


Es por esto que DATAMARS ha potenciado sus productos ofreciéndolos junto a PetLink, un sistema de registro y recuperación on-line desarrollado para ayudar a instituciones y organizaciones para reunir a dueños con mascotas perdidas.

PetLink también está conectado con PETMAXX, el sistema de búsqueda internacional, que conecta más de 27 bases de datos alrededor del mundo, contando con más de 15 millones de animales de compañía registrados.



PetLink™
identify to reunite

PETMAXX™




1988 2008



20 YEARS OF INNOVATION
DATAMARS

Gracias a sus 20 años de experiencia en identificación RFID y recuperación de mascotas, DATAMARS se ha posicionado como el líder global del mercado con clientes en más de 40 países. Con un profundo conocimiento de los puntos principales relacionados con la identificación animal, DATAMARS tiene el orgullo de haber dirigido el desarrollo de la norma ISO así como la creación de PetLink, la única plataforma 24/7 dedicada a la recuperación de mascotas.

DATAMARS, el creador de PetLink™





*identify **to** reunite*

RFID en el proceso de identificación de mascotas

Desde 1988, DATAMARS ha estado diseñando las más completas soluciones RFID para identificación de mascotas así como fortaleciendo la aplicación online PetLink que ayuda a reunir a los animalitos con sus propietarios. Los productos incluyen transpondedores RFID encapsulados en cristal y polímero, que se inyectan sin dolor debajo de la piel de los animales para una identificación permanente, así como los correspondientes lectores y jeringas.

PetLink, la plataforma online de registro y recuperación, completa la oferta.

Aplicaciones:

- Identificación de animales de compañía
- Recuperación de mascotas perdidas
- Gestión de información sanitaria de mascotas

Ventajas principales:

- Identificación sin errores
- Lectura universal
- Gran durabilidad
- Inyección rápida e indolora
- Identificación integral




El ciclo de identificación y recuperación inteligente




1 Compruebe si el animal ya tiene un transpondedor



2 Controle el funcionamiento y la correcta numeración del microchip



3 Implante el transpondedor. Una vez implantado, vuelva a leerlo



4 No olvide realizar el registro



5 Cuando un animal perdido sea encontrado, chequear el código del transpondedor para recuperar los datos de registro desde la base de datos de PetLink

Soluciones integrales RFID para identificación de animales

DATAMARS es un especialista en la tecnología de identificación por radiofrecuencia y ofrece una amplia gama de productos y servicios en la identificación de todo tipo de animales, desde mascotas hogareñas y caballos, hasta animales de laboratorio y exóticos.

Transpondedores (“Chips”)

De acuerdo a la norma ISO 11784/11785, DATAMARS ha desarrollado dos tipos de transpondedores FDX-B del tamaño de un grano de arroz. Uno está encapsulado en cristal y el otro en un tubo de polímero. Ambos de estos transpondedores biocompatibles son entregados en una jeringa esterilizada lista para usar.

Lectores

Desde sus inicios, DATAMARS ha desarrollado las más novedosas soluciones en lectores y antenas RFID, afamados por su exactitud y confiabilidad por todos los integrantes de la industria de animales de compañía.

Registro Online y plataforma de recuperación

Para mantenerse a la vanguardia en soluciones basadas en identificación RFID, DATAMARS cuenta con una plataforma de recuperación innovadora llamada PetLink, en donde el cliente puede personalizar el idioma y otras características. En aquellos países que no dispongan de una base de datos profesional, PetLink ofrece a veterinarios, criadores, clubes caninos, refugios y dueños de mascotas, una amigable herramienta online para registrar e informar sobre animales que se hayan perdido o encontrado.

La base de datos de PetLink está enlazada al motor de búsqueda PETMAXX, potenciado por DATAMARS, que puede buscar códigos ID en 27 bases de datos en todo el mundo.

+ Servicio & Soporte para una solución completa!

Lo que dicen nuestros clientes...

"Entre Virbac y DATAMARS hay una larga historia... en los 80's, nuestras compañías comenzaron a construir e innovar soluciones en un mercado casi-virgen. Virbac inició BackHome primero en España, Holanda, Bélgica, y luego en Alemania, Austria, Portugal, Francia... luego de 15 años de trabajo junto a DATAMARS en el negocio de identificación animal RFID, BackHome es ahora el mayor producto de Virbac en Europa. Y esta historia continua!"

Eric Hanoune, New Technologies Development Manager, **Virbac SA**



"Con más de 10 años de confiable y gratificante asociación, Bayer Animal Health UK tiene el placer de trabajar junto a DATAMARS en proveer innovación en productos y en el liderazgo en la comercialización de microchips veterinarios."

Graham Dick, Director - Animal Health Division, **Bayer Ltd**



"Kruise A/S, el distribuidor líder de productos veterinarios en Escandinavia, ha estado trabajando más de 20 años con DATAMARS. Hemos logrado obtener una cuota del mercado de más del 70% en algunos países gracias a la calidad de los chips y lectores de DATAMARS. El mercado de los microchips se ha convertido en muy competitivo y DATAMARS ha respondido sabiamente presentando el transpondedor de polímero, el que sin duda se transformará en el nuevo "patrón de oro" para los microchips."

Lars Lund, Sales & Marketing Director, **Kruise A/S**



"Provet AG, Suiza, ha distribuido los transpondedores y lectores de DATAMARS en forma exclusiva por más de 15 años y es por mucho el líder en chips para uso veterinario en el mercado Suizo. Estamos orgullosos en poder ofrecer a los veterinarios suizos estos microchips y lectores conocidos por sus estándares de alta calidad y confiabilidad."

Jean-Claude von Gunten, General Manager, **Provet AG**





DATAMARS

Americas Headquarters

250 West Cummings Park
Woburn, MA 01801
USA
Phone: +1 781 281 2216
Fax: +1 781 300 7330

Corporate Headquarters:

Via ai Prati
6930 Bedano-Lugano
Switzerland
Phone: +41 91 935 73 80
Fax: +41 91 945 03 30

Asia Headquarters:

Northern Region Industrial Estate
179/1 Moo 4, T. Ban Klang, A. Muang
Lamphun, Thailand 51000
Phone: +66 53 582 021
Fax: +66 53 582 680

animal-id@datamars.com

www.datamars.com